

SampleSheet_example - Excel

ファイル ホーム 挿入 ページレイアウト 数式 データ 校閲 表示 ヘルプ 実行したい作業を入力してください

Meiryo UI 10 A A

B I U 折り返して全体を表示する 標準 条件付き書式 テーブルとして書式設定

標準 どちらでもない チェックセル メモ

B9 Amplicon

1	[Header]											
2	IEMFileVersion	5										
3	Date	2021/12/15										
4	Workflow	GenerateFASTQ										
5	Application	NovaSeq FASTQ Only										
6	Instrument Type	NovaSeq										
7	Assay	TruSeq Stranded Total RNA										
8	Index Adapters	IDT-ILMN TruSeq RNA UD Indexes (96 Indexes)										
9	Chemistry	Amplicon										
10												
11	[Reads]											
12		76										
13		76										
14												
15	[Settings]											
16												
17	[Data]											
18	Sample_ID	Sample_Name	Sample_Plate	Sample_Well	Index_Plate_Well	I7_Index_ID	index	I5_Index_ID	index2	Sample_Project	Description	
19	ST01				A01	UDI0001	CCGCGGTT	UDI0001	CTAGCGCT			
20	ST02				B01	UDI0002	TTATAACC	UDI0002	TCGATATC			
21	ST03				C01	UDI0003	GGACTTGG	UDI0003	CGTCTGCG			
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												
31												
32												
33												

required

blank

required

required

Only alphanumeric, '-', or '_' characters are allowed.

Please make sure that the direction of index 2 is correctly specified.